

GENUTRAIN



CARACTERÍSTICAS

Ortesis de rodilla confeccionada en tejido elástico y diseño anatómico, con flejes laterales y almohadilla viscoelástica integrada en el tejido que rodea la rótula ejerciendo un masaje para la reabsorción de edemas y hematomas. El tejido lleva compresión para estimular la propiocepción y facilitar la recuperación articular.

EFFECTOS

La almohadilla Omega redistribuye la compresión del vendaje desde la rótula hacia las partes blandas de alrededor.

Los movimientos de la articulación de la rodilla provocan un masaje sobre las estructuras blandas parapatelares a través de la deformación de la almohadilla anular.

El efecto de compresión y masaje acelera la reabsorción de los edemas y derrames y contribuyen a aliviar el dolor.

Los puntos de presión de la almohadilla Omega ejercen presión sobre el cuerpo de Hoffa. Provocan una descarga de la presión y reducen el dolor en la zona retropatelar.

Las aletas laterales de la almohadilla Omega llegan a la parte delantera del alojamiento del menisco y ejercen una compresión intermitente que contribuye a aliviar el dolor.

La compleja estimulación de los propioceptores por el vendaje tiene un efecto positivo sobre la sensomotricidad y también sobre el control de la musculatura.

INDICACIONES

Trastornos crónico, postraumáticos o postoperatorios de las partes blandas en la zona de la articulación de la rodilla (tendomiopatía, ligamentosis de inserción, meniscopatía, artrosis, artritis).

Derrame recidivante de la articulación.

Tendencia a la inestabilidad

STANDARD

Talla	Contorno arriba*	Contorno abajo*
0	35-38	25-28
1	38-41	28-31
2	41-44	31-34
3	44-47	34-37
4	47-50	37-40
5	50-53	40-43
6	53-56	43-46
7	56-59	46-49

COMFORT

Talla	Contorno arriba*	Contorno abajo*
3C	47-50	34-37
4C	50-53	37-40
5C	53-56	40-43
6C	56-59	43-46
7C	59-62	46-49

*todas las medidas en cm